

Ime preiskave	D-Dimer
Opis	D-dimer je razgradni produkt premreženega fibrina. D-dimer merimo: - pri stanjih, ki so povezana s DIC-om ali sekundarno fibrinolizo, npr. DIC v povezavi s sepso, tumorji, opeklinami, preeklampsijo; - pri venski trombozi ali pljučni emboliji; - pri zapletih ledvičnih boleznih in po transplantaciji ledvic; med trombolitičnim zdravljenjem Zelo pomemben je podatek, da D-Dimer ni specifičen za trombozo, ker je lahko zvišan tudi npr. pri celjenju ran. Pri diagnostiki venske tromboze je pomembna predvsem negativna napovedna vrednost D-Dimera.
Oznaka pri naročanju	P-D-dimer
Vzorec	plazma (venski odvzem)
Vsebnik	Epruveta z Na- citratom
Referenčne vrednosti	<500 µg/L
Čas izvedbe	8 ur (nujno 1 h)
Odgovorna oseba	Marija Šega, univ.dipl.biol.,spec.med.biokem.
Dodatne informacije	Hemostaziološki laboratorij (koagulacija) tel. št.:02 321 2272
Opombe	