

Ime preiskave	<b>Evglobulinska liza</b>
Opis	<p>S testom fibrinolize ugotavljamo predvsem povečano fibrinolitično aktivnost pod pogojem, da je koncentracija fibrinogena normalna. Test je občutljiv na povišane koncentracije aktivatorja fibrinolize s posledično pospešeno (skrajšano) fibrinolizo. V testu torej merimo čas potreben, da se strdek stopi. Test izvajamo v primeru: prekomerne nagnjenosti h krvavitvam, fibrinolitične terapije (na zahtevo specialista), suma na primarno fibrinolizovečje krvavitve ob operaciji prostate, ob in po porodu, ob večjih žilnih operacijah in za diferencialno diagnozo pri DIK-u.</p>
Oznaka pri naročanju	Evglobulinska liza
Vzorec	plazma (venski odvzem)
Vsebnik	Epruveta z Na- citratom
Referenčne vrednosti	> 10.8 ks
Čas izvedbe	3-4 tedne (nujno 12 h)
Odgovorna oseba	Marija Šega, univ.dipl.biol.,spec.med.biokem.
Dodatne informacije	Hemostaziološki laboratorij (koagulacija) tel. št.:02 321 2272
Opombe	