

Ime preiskave	HBeAg
Opis	HBeAg je indirektni pokazatelj tvorbe HBcAg oz. virusne replikacije. Določitev HBeAg je uporabna za spremljanje napredovanja hepatitis B virusne infekcije. Prisotnost HBeAg korelira z naraščajočim številom infektivnih virusov, s pojavnostjo core partiklov v jedru hepatocitov in prisotnostjo hepatitis B virusne specifične DNA in DNA polimeraze v serumu. Test zaznava prisotnost proteina e virusa hepatitisa B, ki nastaja in se sprošča v kri. Pogosto je uporabljen kot marker infektivnosti virusa. Uporaben je za diagnostiko akutnega in kroničnega hepatitisa B in za spremljanje učinkovitosti zdravljenja.
Oznaka pri naročanju	HBeAg
Vzorec	venski odvzem (serum ali plazma)
Vsebnik	epruveta z gelom ali brez dodatkov (serum) epruveta z EDTA (plazma) priporočen volumen 5 ml minimalni volumen 3 ml
Referenčne vrednosti	nereaktiven
Čas izvedbe	do 3 dni nujno 8 h
Odgovorna oseba	Katja Perbi Lazič, univ.dipl.biol.,spec.med.biokem.
Dodatne informacije	tel.št. 02 321 2954