

Ime preiskave	Anti-HAV IgG
Opis	S testom zaznavamo protitelesa proti hepatitis A virusu razreda Ig G. Test zaznava protitelesa, ki se razvijejo kasneje po okužbi z virusom hepatitisa A in je uporaben za diagnostiko pri ljudeh s simptomi akutnega hepatitisa.
Oznaka pri naročanju	Anti-HAV IgG
Vzorec	venski odvzem (serum ali plazma)
Vsebnik	epruveta z gelom ali brez dodatkov (serum)
	epruveta z EDTA (plazma)
	priporočen volumen 5 ml
	minimalni volumen 3 ml
Referenčne vrednosti	nereaktiven
Čas izvedbe	do 3 dni nujno 8 h
Odgovorna oseba	Katja Perbi Lazič, univ.dipl.biol.,spec.med.biokem.
Dodatne informacije	tel.št. 02 321 2954