

Ime preiskave	Pro C Global
Opis	ProC Global je presejalni test za oceno antikoagulacijskega učinka celotnega protein C sistema. Sistem proteina C je najpomembnejši fiziološki inhibitor v koagulacijski kaskadi. Protein C, ki se aktivira s trombinom-trombomodulin kompleksom, skupaj s kofaktorjem proteinom S inaktivira faktorja Va in VIIIa. Defekt znotraj PC sistema (prirojeni ali pridobljeni) ima za posledico povečano tveganje za tromboembolijo. Vzrok je najpogosteje pomanjkanje PC in/ali PS in mutacija v genu za faktor V (faktor V Leiden). FV Leiden lahko odkrijemo pri približno petini bolnikov z vensko trombozo. Deduje se avtosomno dominantno. Tveganje za vensko trombozo je pri heterozigotnih nosilcih mutacije 3- do 8-krat večje kot pri osebah brez mutacije, pri homozigotih pa celo 50- do 100-krat večje..
Oznaka pri naročanju	Pro C Global
Vzorec	plazma (venski odvzem)
Vsebnik	Epruveta z Na- citratom
Referenčne vrednosti	> 0.8
Čas izvedbe	3-4 tedne (nujno 12 h)
Odgovorna oseba	Marija Šega, univ.dipl.biol.,spec.med.biokem.
Dodatne informacije	Hemostaziološki laboratorij (koagulacija) tel. št.:02 321 2272
Opombe	