

Ime preiskave	Protrombinski čas
Opis	S Protrombinskim časom merimo aktivnost faktorjev, ki so odvisni od vitamina K (FII, FVII, FX), kot tudi FV in fibrinogena. Uporaben je ne samo za prepoznavanje prirojenih in pridobljenih pomanjkljivosti zunanje poti koagulacije, temveč tudi jetrnih bolezni. Uporaben je tudi za spremljanje zdravljenja z antagonisti vitamina K. Preiskavo opravimo pri: sumu na prirojeno ali pridobljeno motnjo enega od faktorjev zunanje poti koagulacijske kaskade (fibrinogen, FII, FV, FVII in FX), za preverjanje sintetične sposobnosti jeter pri jetrnih boleznih, za spremljanje oralnega antikoagulacijskega zdravljenja z antagonisti vitamina K, pri ugotavljanju motenj hemostaze pred operacijami.
Oznaka pri naročanju	Protrombinski čas- PČ
Vzorec	plazma (venski odvzem)
Vsebnik	Epruveta z Na- citratom
Referenčne vrednosti	0.7-1.2 E
Čas izvedbe	8 ur (nujno 1 h)
Odgovorna oseba	Marija Šega, univ.dipl.biol.,spec.med.biokem.
Dodatne informacije	Hemostaziološki laboratorij (koagulacija) tel. št.:02 321 2272
Opombe	