

Ime preiskave	<b>Trombociti</b>
Opis	<p>Število trombocitov določamo pri: nepojasnjenih krvavitvah, za izključitev hemoraške motnje, ob podaljšanem času krvavitve, sumu na trombocitopenijo zaradi različnih vzrokov (obsevanje, kemoterapija, boleznj kostnega mozga), sumu na razgradnjo ali porabo trombocitov ali na reaktivno povečanje števila trombocitov.</p> <p>Število trombocitov pod <math>50 \times 10^9/L</math> lahko vodi do spontanij krvavitev, število nad <math>500 \times 10^9/L</math> pa je lahko dejavnik tveganja za tromboze. Pri nekaterih mieloproliferativnih boleznih je število trombocitov zelo visoko, delovanje pa spremenjeno.</p>
Oznaka pri naročanju	Trombociti-T
Vzorec	polna kri
Vsebnik	Epruveta z EDTA
	Epruveta z Na- citratom
Referenčne vrednosti	$150-300 \times 10^9/L$
Čas izvedbe	8 ur (nujno 1 h)
Odgovorna oseba	Marija Šega, univ.dipl.biol.,spec.med.biokem.
Dodatne informcije	Hemostaziološki laboratorij (koagulacija) tel. št.:02 321 2272
Opombe	